

Nur für Forschungszwecke

# Phospho-JNK (Tyr185) Rekombinanter Antikörper



Katalog-Nr.:80024-1-RR **91 Publikationen**

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 80024-1-RR	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> NM_139049	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von5599	<b>GeneID (NCBI):</b> von5599	<b>CloneNo.:</b> 2G8
<b>Nanodrop;</b>	<b>Vollständiger Name:</b> mitogen-activated protein kinase 8	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:1000-1:4000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Beobachtete Masse:</b> 37-45kDa	
<b>Isotyp:</b> IgG		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : HEK-293T-Zellen, mit Anisomycin behandelte NIH/3T3-Zellen, mit Calyculin A behandelte HEK-293T-Zellen, Mit UV behandelte HEK-293T-Zellen, Mit UV behandelte NIH/3T3-Zellen
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IF, WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus	
<b>Zitierte Arten:</b> Hausschwein, Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

MAPK8(Mitogen-activated protein kinase 8) is also named as JNK1, PRKM8, SAPK1, SAPK1C and belongs to the MAP kinase subfamily. MAPK8 is activated by dual phosphorylation at a Thr-Pro-Tyr motif during response to UV light. Phosphorylation of these sites in response to UV results in transcriptional activation of c-Jun.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xin-Sen Chen	36182039	Pharmacol Res	WB
Bingyu Xie	36179941	Mol Cell Endocrinol	WB
Zhaohai Wen	36238295	Front Immunol	WB

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 80024-1-RR (Phospho-JNK (Tyr185) antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.