

Nur für Forschungszwecke

XBP1 Rekombinanter Antikörper

Katalog-Nr.: 80747-1-RR

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

80747-1-RR

Größe:

100ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG21454

GenBank-Zugangsnummer:

BC000938

GeneID (NCBI):

7494

Vollständiger Name:

X-box binding protein 1

Berechnete Masse:

261 aa, 29 kDa

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

117

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:18000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Zhou Du

Pubmed ID

35986482

Journal

J Pineal Res

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern.

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 80747-1-RR (XBP1 antibody) at dilution of 1:9000 incubated at room temperature for 1.5 hours.