

Nur für Forschungszwecke

Human IgG Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: B900640

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
B900640

Größe:
1mg, Konzentration: 1 mg/ml durch
die Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
N/A

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

155 kDa

Reinigungsmethode:

Protein A

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

This product is Normal human IgG which purified with Protein A. The concentration is 1.8ug/ul. An isotype control antibody should have the same immunoglobulin type and be used at the same concentration as the test antibody.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Junlan Zhong	35200359	Biosensors (Basel)	

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

