

Nur für Forschungszwecke

COXIV Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-11242

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-11242	GenBank-Zugangsnummer: BC021236	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von1327 Nanodrop;	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 19.6 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG	Beobachtete Masse: 17-18 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG1640		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

COX4l1, also named as COX4 and COXIV-1, belongs to the cytochrome c oxidase IV family. It is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport. COX4l1 is a marker for mitochondria. It has two isoforms (isoform 1 and 2). Isoform 1(COX4l1) is ubiquitously expressed and isoform 2 is highly expressed in lung tissues. COX4l1 is commonly used as a loading control. This antibody was generated against full length COX4l1 protein and cross reacts with COX4l2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 COXIV antibody (CL488-11242) at dilution of 1:200.



1×10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 μg CoraLite® Plus 488 Anti-Human COXIV (CL488-11242) (red), or 0.4 μg Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).