

Nur für Forschungszwecke

CDK9 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-11705



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-11705	GenBank-Zugangsnummer: BC001968	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von1025 Nanodrop;	GeneID (NCBI): cyclin-dependent kinase 9	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cyclin-dependent kinase 9	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 372 aa, 43 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG2318	Beobachtete Masse: 43 kDa, 55 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

CDK9(Cyclin-dependent kinase 9) is a member of the Cdc2-like family of kinases. Its cyclin partners are members of the family of cyclin T (T1, T2a and T2b) and cyclin K. The CDK9/cyclin T complexes appear to be involved in regulating several physiological processes. CDK9 has also been described as the kinase of the TAK complex, which is homologous to the P-TEFb complex and involved in HIV replication. In addition, CDK9 seems to have an anti-apoptotic function in monocytes, that may be related to its control over differentiation of monocytes (PMID: 12432243). CDK9 has two isoforms with the molecular mass of 42 kDa and 55 kDa, and the relative abundance of Cdk9(42kDa) and Cdk9(55kDa) changes in different cell types (PMID: 12706900, 15780980).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 CDK9 antibody (CL488-11705) at dilution of 1:100.



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human CDK9 (CL488-11705) (red), or 0.2 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).