

Nur für Forschungszwecke

TIMD4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-12008



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-12008	GenBank-Zugangsnummer: BC008988	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von91937	GeneID (NCBI): 91937	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Nanodrop;	Vollständiger Name: T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Wirt: Kaninchen	Berechnete Masse: 378 aa, 42 kDa	
Isotyp: IgG		
Immunogen Katalognummer: AG2621		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : humanes Tonsillitisgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 488-conjugated TIMD4 antibody (CL488-12008) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 488-conjugated TIMD4 antibody (CL488-12008) at dilution of 1:200.