

Nur für Forschungszwecke

CKAP4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-16686



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-16686	GenBank-Zugangsnummer: BC082972	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von10970 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 10970	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cytoskeleton-associated protein 4	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 602 aa, 66 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10019	Beobachtete Masse: 63 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

CKAP4, also named as Climp-63, is a 63 kDa cytoskeleton-linking membrane protein. It is the partner of triadin. CKAP4 is responsible for this association of triads and microtubules.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1×10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 μ g CoraLite® Plus 488 Anti-Human CKAP4 (CL488-16686) (red), or 0.4 μ g Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 CKAP4 antibody (CL488-16686) at dilution of 1:200.