

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-60270	GenBank-Zugangsnummer: BC113583	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von282616 Nanodrop;	GeneID (NCBI): von282616	CloneNo.: 3B4A1
Wirt: Maus	Vollständiger Name: interleukin 28A (interferon, lambda 2)IF	Empfohlene Verdünnungen: 1:300-1:1200
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 200 aa, 22 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Immunogen Katalognummer: AG18525		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : humanes Tonsillitisgewebe,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen


IL28A, also named as IFNL2 and ZCYT020, is a cytokine with immunomodulatory activity. It up-regulates MHC class I antigen expression. IL28A is a ligand for the heterodimeric class II cytokine receptor composed of IL10RB and IFNLR1. The ligand/receptor complex seems to signal through the Jak-STAT pathway. It plays a significant role in the antiviral immune defense in the intestinal epithelium.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 488 IL-28A antibody (CL488-60270, Clone: 3B4A1) at dilution of 1:600.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 488 IL-28A antibody (CL488-60270, Clone: 3B4A1) at dilution of 1:600.