

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-60305	GenBank-Zugangsnummer: BC008885	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von6449 Nanodrop;	GeneID (NCBI): von6449	CloneNo.: 3B10B11
Wirt: Maus	Vollständiger Name: small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)- containing, alpha	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:200-1:800
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 34 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Immunogen Katalognummer: AG1475	Beobachtete Masse: 34-37 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HeLa-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus	

Hintergrundinformationen


Small glutamine-rich tetratricopeptide repeat-containing protein alpha (SGTA) is a steroid receptor molecular co-chaperone critical in a range of biological processes, including viral infection, cell division, mitosis, and cell cycle checkpoint activation. Overexpression of SGTA has been found in various cancers, including prostate/ovary/testis/liver/lung cancer.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 SGTA antibody (CL488-60305, Clone: 3B10B11) at dilution of 1:400.