

Nur für Forschungszwecke

# TRAF3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66310



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL488-66310	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC075087	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von7187	<b>GeneID (NCBI):</b> von7187	<b>CloneNo.:</b> 1E3F4
<b>Nanodrop;</b>	<b>Vollständiger Name:</b> TNF receptor-associated factor 3	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Berechnete Masse:</b> 568 aa, 64 kDa	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Isotyp:</b> IgG2a		
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG12185		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : HeLa-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus	

## Hintergrundinformationen

TNF receptor-associated factor 3 (TRAF3) has many alternative names including CAP-1, CD40 receptor-associated factor 1(CRAF1), CD40-binding protein(CD40BP) and LMP1-associated protein 1 (LAP1). TRAF3 regulates pathways leading to the activation of NF-kappa-B and MAP kinases, and plays a central role in the regulation of innate immune response. It modulates signaling pathways leading to the production of cytokines and interferon. As an essential constituent of several E3 ubiquitin-protein ligase complexes, TRAF3 promote 'Lys-63'-linked ubiquitination of target proteins. Moreover, TRAF3 undergoes both 'Lys-48'-linked and 'Lys-63'-linked ubiquitination in response to various stimuli and is deubiquitinated by OTUB1, OTUB2 and OTUD5.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 TRAF3 antibody (CL488-66310, Clone: 1E3F4) at dilution of 1:100.