

Nur für Forschungszwecke

TPRKB Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66402



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-66402	GenBank-Zugangsnummer: BC029492	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von51002	GeneID (NCBI): 51002	CloneNo.: 2D5B9
Nanodrop;	Vollständiger Name: TP53RK binding protein	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 175 aa, 20 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 18-20 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG18770		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : Jurkat-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

TPRKB, also named as CGI 121, belongs to the CGI121/TPRKB family. It interacts with TP53RK/PRPK and is widely expressed in all tissues.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using CoraLite® Plus 488 TPRKB antibody (CL488-66402, Clone: 2D5B9) at dilution of 1:200.