

Nur für Forschungszwecke

# RAB3GAP1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66688



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL488-66688	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC146809	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-G-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von22930 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> Vollständiger Name: RAB3 GTPase activating protein subunit 1 (catalytic)	<b>CloneNo.:</b> 4A3A1
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Berechnete Masse:</b> 981 aa, 111 kDa	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotyp:</b> IgG1	<b>Beobachtete Masse:</b> 130 kDa	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG17710		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : HEK-293-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol)  
fixed HEK-293 cells using CoraLite® Plus 488  
RAB3GAP1 antibody (CL488-66688, Clone: 4A3A1)  
at dilution of 1:100.