

Nur für Forschungszwecke

# PRDX3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-66810



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL488-66810	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC007062	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von10935 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 10935	<b>CloneNo.:</b> 1F7F7
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> peroxiredoxin 3	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Isotyp:</b> IgG2a	<b>Berechnete Masse:</b> 27 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG1062	<b>Beobachtete Masse:</b> 28 kDa	

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
FC (Intra)

**Getestete Reaktivität:**  
Human

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



1X10<sup>6</sup> MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human PRX3 (CL488-66810, Clone:1F7F7) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL488-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).