

Nur für Forschungszwecke

MED30 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67038



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67038	GenBank-Zugangsnummer: BC008226	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von90390	GeneID (NCBI): von90390	CloneNo.: 1D7C4
Nanodrop;	Vollständiger Name: mediator complex subunit 30	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 178 aa, 20 kDa	
Isotyp: IgG2a	Beobachtete Masse: 20-25 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10235		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)
Getestete Reaktivität:
Hausschwein, Human, Ratte

Hintergrundinformationen

MED30, also named as THRAP6 and TRAP25, is a component of the Mediator complex. MED30 has two isoforms with MW 16-20 kDa ad 20-25 kDa.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human MED30 (CL488-67038, Clone:1D7C4) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2a Isotype Control (CL488-66360-2, Clone: K11A1B2A2) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).