

Nur für Forschungszwecke

# GNL3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67169



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL488-67169	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC001024	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul	<b>GeneID (NCBI):</b> 26354	<b>CloneNo.:</b> 3B8F10
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar)	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Isotyp:</b> IgG2a	<b>Berechnete Masse:</b> 62 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG7056	<b>Beobachtete Masse:</b> 62 kDa	

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
**Getestete Reaktivität:**  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

