

Nur für Forschungszwecke

DNAJB1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67422



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67422	GenBank-Zugangsnummer: BC019827	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 3337	CloneNo.: 1E8E10
Wirt: Maus	Vollständiger Name: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 340 aa, 40 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG3830	Beobachtete Masse: 38 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

DNAJB1 is a member of the heat shock 40 protein family and has been involved in a variety of cellular processes, including the proteasome pathway, endoplasmic reticulum stress and viral infection. DNAJB1-PRKACA gene fusions have been considered diagnostic for fibrolamellar hepatocellular carcinoma.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite® Plus 488 Anti-Human DNAJB1 (CL488-67422, Clone:1E8E10) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).