

Nur für Forschungszwecke

RPS12 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67683



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67683	GenBank-Zugangsnummer: BC017321	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von6206	GeneID (NCBI): von6206	CloneNo.: 1A3D1
Nanodrop;	Vollständiger Name: ribosomal protein S12	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 132 aa, 15 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 15 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9649		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

RPS12 (ribosomal protein S12) is a plastid ribosomal protein which is a part of the 30S ribosomal subunit. Together with S4 and S5 plays an important role in translational accuracy.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 RPS12 antibody (CL488-67683, Clone: 1A3D1) at dilution of 1:200.