

Nur für Forschungszwecke

EIF3L Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67719



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67719	GenBank-Zugangsnummer: BC007510	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von51386 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 51386	CloneNo.: 1B11A10
Wirt: Maus	Vollständiger Name: eukaryotic translation initiation factor 3, subunit L	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG2a	Berechnete Masse: 67 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Immunogen Katalognummer: AG26680	Beobachtete Masse: 67 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : Maus-Pankreasgewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse pancreas tissue using Coralite® Plus 488 EIF3L antibody (CL488-67719, Clone: 1B11A10) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse pancreas tissue using Coralite® Plus 488 EIF3L antibody (CL488-67719, Clone: 1B11A10) at dilution of 1:200.