

Nur für Forschungszwecke

# SMCR7L Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67808



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL488-67808	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC002587	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-A-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von54471 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 54471	<b>CloneNo.:</b> 3B3G3
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> Smith-Magenis syndrome chromosome region, candidate 7-like	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotyp:</b> IgG2b	<b>Berechnete Masse:</b> 463 aa, 51 kDa	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen:</b> 493 nm / 522 nm
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG13775	<b>Beobachtete Masse:</b> 48-51 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : Maushodengewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

Human SMCR7L gene encodes, MID51, the mitochondrial dynamic protein of 51 kDa (also called mitochondrial elongation factor 1, MIEF1). MID51 is a single-pass membrane protein anchored to the mitochondrial outer membrane and regulates mitochondrial morphology. Mitochondrial morphology is controlled by two opposing processes: fusion and fission. Elevated MID51 levels induce extensive mitochondrial fusion, whereas depletion of MID51 causes mitochondrial fragmentation. MID51 interacts with and recruits Drp1 to mitochondria, suggesting a critical role of MID51 in regulation of mitochondrial fusion-fission machinery in vertebrates.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse testis tissue using CoraLite® Plus 488 SMCR7L antibody (CL488-67808, Clone: 3B3G3 ) at dilution of 1:200.