

Nur für Forschungszwecke

KDM1B Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL488-67886



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL488-67886	GenBank-Zugangsnummer: NM_001364614	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von221656	GeneID (NCBI): von221656	CloneNo.: 1E1A3
Nanodrop;	Vollständiger Name: amine oxidase (flavin containing) domain 1	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 493 nm / 522 nm
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 92 kDa	
Isotyp: IgG2b	Beobachtete Masse: 92 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG30672		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ SW 1990 cells were intracellularly stained with 0.4 μ g CoraLite® Plus 488 Anti-HUMAN KDM1B (CL488-67886, Clone:1E1A3) (red), or 0.4 μ g Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).