

Nur für Forschungszwecke

# HDAC2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL555-12922

Vorgestelltes Produkt



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL555-12922	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC031055	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von3066	<b>GeneID (NCBI):</b> 3066	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Nanodrop:</b>	<b>Vollständiger Name:</b> histone deacetylase 2	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 557 nm / 570nm
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Berechnete Masse:</b> 458 aa, 52 kDa; 488 aa,55 kDa	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Beobachtete Masse:</b> 55-60 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG3607		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> FC (Intra), IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : HepG2-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

Histone deacetylases(HDAC) are a class of enzymes that remove the acetyl groups from the lysine residues leading to the formation of a condensed and transcriptionally silenced chromatin.Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes, and are responsible for the deacetylation of lysine residues at the N-terminal regions of core histones (H2A, H2B, H3 and H4). At least 4 classes of HDAC were identified. As a class I HDAC, HDAC2 was primarily found in the nucleus. HDAC2 forms transcriptional repressor complexes by associating with many different proteins, including YY1, a mammalian zinc-finger transcription factor. Thus, it plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human HDAC2.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using Coralite@555 HDAC2 antibody (CL555-12922) at dilution of 1:200.



1X10<sup>6</sup> HEK-293T cells were intracellularly stained with 0.4 ug Coralite@555 Anti-Human HDAC2 (CL555-12922) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).