

Nur für Forschungszwecke

CDK1-Specific Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:CL555-19532

Vorgestelltes Produkt

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL555-19532	GenBank-Zugangsnummer: NM_001786	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von983	GeneID (NCBI): Vollständiger Name: cell division cycle 2, G1 to S and G2 to M	Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen: 554 nm / 570 nm
Nanodrop;	Berechnete Masse: 34 kDa	
Wirt: Kaninchen	Beobachtete Masse: 34 kDa	
Isotyp: IgG		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC (Intra)

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

CDK1, also named as CDC2, belongs to the protein kinase superfamily, CMGC Ser/Thr protein kinase family and CDC2/CDKX subfamily. CDK1 plays a key role in the control of the eukaryotic cell cycle. It is required in higher cells for entry into S-phase and mitosis. CDK1 is a catalytic subunit of the highly conserved protein kinase complex known as M-phase promoting factor (MPF), which is essential for G1/S and G2/M phase transitions of eukaryotic cell cycle. It is a component of the kinase complex that phosphorylates the repetitive C-terminus of RNA polymerase II. Mitotic cyclins stably associate with CDK1 and function as regulatory subunits. CDK1 has 2 isoforms produced by alternative splicing with the molecular mass of 34 kDa and 27 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 555 Anti-Human CDK1-Specific (CL555-19532) (red), or 0.2 ug CoraLite® Plus 555 Rabbit IgG Control Antibody (CL555-30000)(Blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).