

Nur für Forschungszwecke

# IgG Lambda Light Chain Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:CL594-11541

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL594-11541	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC020233	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von3535	<b>GeneID (NCBI):</b> 3535	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Nanodrop;</b>	<b>Vollständiger Name:</b> immunoglobulin lambda locus	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 588 nm / 604 nm
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Berechnete Masse:</b> 237 aa, 25 kDa	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Beobachtete Masse:</b> 25 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG2064		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : humanes Tonsillitisgewebe,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

This antibody detects the lambda light chain of human IgG.

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite®594 IgG Lambda Light Chain antibody (CL594-11541) at dilution of 1:200.