

Nur für Forschungszwecke

# CREB1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-12208

Vorgestelltes Produkt



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL594-12208	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC010636	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von1385 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> Vollständiger Name: cAMP responsive element binding protein 1	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Berechnete Masse:</b> 341 aa, 35 kDa	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen:</b> 588 nm / 604 nm
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Beobachtete Masse:</b> 43-46 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG2852		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> FC (Intra), IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : HeLa-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Affe, Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

CREB1, also named as CREB, belongs to the bZIP family, containing one bZIP domain and one KID (kinase-inducible) domain. This protein binds the cAMP response element (CRE), a sequence present in many viral and cellular promoters. CREB stimulates transcription on binding to the CRE. This protein is stimulated by phosphorylation. Phosphorylation of both Ser-133 and Ser-142 in the SCN regulates the activity of CREB and participates in circadian rhythm generation. Phosphorylation of Ser-133 allows CREBBP binding. Transcription activation is enhanced by the TORC coactivators which act independently of Ser-133 phosphorylation. CREB1 is sumoylated by SUMO1. Sumoylation on Lys-304, but not on Lys-285, is required for nuclear localization of this protein. Sumoylation is enhanced under hypoxia, promoting nuclear localization and stabilization. Defects in CREB1 may be a cause of angiomatoid fibrous histiocytoma (AFH), a distinct variant of malignant fibrous histiocytoma that typically occurs in children and adolescents and is manifest by nodular subcutaneous growth. A chromosomal aberration involving CREB1 is found in a patient with angiomatoid fibrous histiocytoma. Translocation t(2;22)(q33;q12) with CREB1 generates a EWSR1/CREB1 fusion gene that is most common genetic abnormality in this tumor type. CREB1 exists some isoforms and range of calculated molecular weight of isoforms are 35-37 kDa and 25 kDa, but the modified CREB1 protein is about 43 kDa (PMID: 25883219).

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite®594 CREB1 antibody (CL594-12208) at dilution of 1:200.



$1 \times 10^6$  HeLa cells were intracellularly stained with 0.4  $\mu$ g CoraLite®594 Anti-Human CREB1 (CL594-12208) (red), or 0.4  $\mu$ g Isotype Control. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).