

Nur für Forschungszwecke

COTL1 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-60237



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-60237	GenBank-Zugangsnummer: BC010884	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von23406 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 23406	CloneNo.: 4A3D9
Wirt: Maus	Vollständiger Name: coactosin-like 1 (Dictyostelium)	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG1	Berechnete Masse: 16 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Immunogen Katalognummer: AG1230	Beobachtete Masse: 16 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Hausschwein, Human, Maus	

Hintergrundinformationen

COTL1, also named as CLP, binds to F-actin in a calcium-independent manner. And it has no direct effect on actin depolymerization.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CL594-60237 (COTL1 antibody) at dilution of 1:100.