

Nur für Forschungszwecke

# CCT3 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-60264



## Allgemeine Informationen

|                                                     |                                                            |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Katalog-Nr.:<br>CL594-60264                         | GenBank-Zugangsnummer:<br>BC006501                         | Reinigungsmethode:<br>Protein-A-Reinigung                       |
| Größe:<br>100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von7203 | GeneID (NCBI):<br>von7203                                  | CloneNo.:<br>5F5A6                                              |
| Nanodrop;                                           | Vollständiger Name:<br>chaperonin containing TCP1, subunit | Empfohlene Verdünnungen:<br>IF 1:50-1:500                       |
| Wirt:<br>Maus                                       | 3 (gamma)                                                  | Anregungs-/Emissionsmaxima-<br>Wellenlängen:<br>588 nm / 604 nm |
| Isotyp:<br>IgG2b                                    | Berechnete Masse:<br>60 kDa                                |                                                                 |
| Immunogen Katalognummer:<br>AG0843                  | Beobachtete Masse:<br>56-60 kDa                            |                                                                 |

## Anwendungen

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Geprüfte Anwendungen:<br>FC (Intra), IF | Positivkontrollen:<br>IF : HepG2-Zellen, |
| Getestete Reaktivität:<br>Human, Maus   |                                          |

## Hintergrundinformationen

### Lagerung


Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.  
Lagerungspuffer:  
BS mit 50% Glyzerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®594 CCT3 antibody (CL594-60264, Clone: 5F5A6 ) at dilution of 1:200.



1X10<sup>6</sup> HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human CCT3 (CL594-60264, Clone:5F5A6) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (CL594-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).