

Nur für Forschungszwecke

CD5 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-65152



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
CL594-65152
Größe:
100tests ,
Wirt:
Maus
Isotyp:
Mouse IgG1, kappa

GenBank-Zugangsnummer:
BC027901
GeneID (NCBI):
921
Vollständiger Name:
CD5 molecule
Berechnete Masse:
495 aa, 55 kDa

Reinigungsmethode:
Protein-G-Reinigung
CloneNo.:
UCHT2
Anregungs-/Emissionsmaxima-
Wellenlängen:
588 nm / 604 nm

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
PBS mit 0,1% Natriumazid und 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

