

Nur für Forschungszwecke

IA-2/PTPRN Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-66045



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-66045	GenBank-Zugangsnummer: BC007713	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von5798 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 5798	CloneNo.: 1D3F5
Wirt: Maus	Vollständiger Name: protein tyrosine phosphatase, receptor type, N	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG3	Berechnete Masse: 105 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Immunogen Katalognummer: AG17909	Beobachtete Masse: 60 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC, IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen

IA-2/PTPRN is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family, which contains a transmembrane region, an intracellular PTP-like domain and an extracellular N-terminus. Experiments found that IA-2/PTPRN localizes to secretory granules and is exclusively expressed in neuroendocrine cells (including pancreatic islets cell). IA-2/PTPRN was found to be a major autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and the detection of autoantibodies against IA-2/PTPRN is commonly used as a diabetes diagnosis marker.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CL594-66045 (IA-2/PTPRN antibody) at dilution of 1:100.



1X10⁶ HEK-293 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human IA-2/PTPRN (CL594-66045, Clone:1D3F5) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).



1X10⁶ Y79 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human IA-2/PTPRN (CL594-66045, Clone:1D3F5) (red), or 0.4 ug Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).