

Nur für Forschungszwecke

Mouse IgG2a isotype control Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:CL594-66360-2

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
CL594-66360-2

Größe:
100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:
Maus

Isotyp:
IgG2a

GenBank-Zugangsnummer:

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Reinigungsmethode:

Protein-A-Reinigung

CloneNo.:

11A1B2

Anregungs-/Emissionsmaxima-
Wellenlängen:

588 nm / 604 nm

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

FC

Getestete Reaktivität:

Megathura Crenulata

Hintergrundinformationen

This antibody is used as the isotype control of mouse IgG2a. It can be used as the isotype control in Flow Cytometry and other experiments. The immunogen of this antibody is Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

Lagerungspuffer:

BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ Jurkat cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Mouse IgG2a isotype control (CL594-66360-2, Clone:11A1B2) (blue), or 0.4 ug CoraLite®594-conjugated ZAP70 Mouse McAb (CL594-60200, Clone: 1A11G9) (red). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).