

Nur für Forschungszwecke

# DDX5 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-67025



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL594-67025	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> NM_004396	<b>Reinigungsmethode:</b> Protein-G-Reinigung
<b>Größe:</b> 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von1655 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 2D3D2	<b>CloneNo.:</b> 2D3D2
<b>Wirt:</b> Maus	<b>Vollständiger Name:</b> DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IF 1:50-1:500
<b>Isotyp:</b> IgG1	<b>Beobachtete Masse:</b> 69 kDa	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen:</b> 588 nm / 604 nm
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG24821		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> FC (Intra), IF	<b>Positivkontrollen:</b> IF : HepG2-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human, Maus, Ratte	

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite®594-conjugated DDX5 antibody (CL594-67025, Clone: 2D3D2) at dilution of 1:100.



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite®594 Anti-Human DDX5 (CL594-67025, Clone:2D3D2) (red), or 0.2 ug Mouse IgG1 Isotype Control (CL594-66360, Clone: T1F8D3F10) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).