

RAB3D Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-67118

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67118	GenBank-Zugangsnummer: BC016471	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von9545	GeneID (NCBI): 9545	CloneNo.: 3C2F10
Nanodrop;	Vollständiger Name: RAB3D, member RAS oncogene family	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 219 aa, 24 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: IgG2a		
Immunogen Katalognummer: AG16784		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : A549-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	


Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A549 cells using CoraLite®594 RAB3D antibody (CL594-67118, Clone: 3C2F10) at dilution of 1:200.