

Nur für Forschungszwecke

HDAC2 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-67165



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67165	GenBank-Zugangsnummer: BC031055	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von3066 Nanodrop;	GeneID (NCBI): 1A3E4	CloneNo.: 1A3E4
Wirt: Maus	Vollständiger Name: histone deacetylase 2	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Isotyp: IgG2b	Berechnete Masse: 458 aa, 52 kDa; 488 aa,55 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Immunogen Katalognummer: AG21288	Beobachtete Masse: 55 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: FC (Intra), IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus	

Hintergrundinformationen

Histone deacetylases(HDAC) are a class of enzymes that remove the acetyl groups from the lysine residues leading to the formation of a condensed and transcriptionally silenced chromatin.Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes, and are responsible for the deacetylation of lysine residues at the N-terminal regions of core histones (H2A, H2B, H3 and H4). At least 4 classes of HDAC were identified. As a class I HDAC, HDAC2 was primarily found in the nucleus. HDAC2 forms transcriptional repressor complexes by associating with many different proteins, including YY1, a mammalian zinc-finger transcription factor. Thus, it plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. This antibody is raised against residues near the C terminus of human HDAC2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CL594-67165 (HDAC2 antibody) at dilution of 1:100.



1X10⁶ HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 ug CoraLite®594 Anti-Human HDAC2 (CL594-67165, Clone:1A3E4) (red), or 0.4 ug Mouse IgG2b Isotype Control (CL594-66360-3, Clone: K11B8C4B5) (blue). Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).