

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67683	GenBank-Zugangsnummer: BC017321	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von6206	GeneID (NCBI): von6206	CloneNo.: 1A3D1
Nanodrop;	Vollständiger Name: ribosomal protein S12	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 132 aa, 15 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 15 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9649		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen


RPS12 (ribosomal protein S12) is a plastid ribosomal protein which is a part of the 30S ribosomal subunit. Together with S4 and S5 plays an important role in translational accuracy.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®594 RPS12 antibody (CL594-67683, Clone: 1A3D1) at dilution of 1:200.