

USP11 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL594-67805

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL594-67805	GenBank-Zugangsnummer: BC000350	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von	GeneID (NCBI): 8237	CloneNo.: 2G6E7
Nanodrop;	Vollständiger Name: ubiquitin specific peptidase 11	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 963 aa, 110 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 588 nm / 604 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 110 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG19058		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : HepG2-Zellen,
Getestete Reaktivität: Human	

Hintergrundinformationen


USP11(Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 11), also named as UHX1, is a deubiquitinating enzyme controlling many intracellular processes, including cell cycle progression, transcriptional activation, and signal transduction. There are four bands of 120 kDa, 55 kDa, 50 kDa and 44 kDa to be detected in HeLa extract by western blot and the smaller proteins may be degradation products, some other spliced products could possibly correspond to the smaller proteins and possess functions(PMID:12084015). This protein belongs to the peptidase C19 family.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HepG2 cells using CoraLite®594 USP11 antibody (CL594-67805, Clone: 2G6E7) at dilution of 1:200.