

Nur für Forschungszwecke

# ACC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL647-21923

Vorgestelltes Produkt



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> CL647-21923	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC137287	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 100ul, Konzentration: 1000 µg/ml von31 Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 1000000000	<b>Anregungs-/Emissionsmaxima-Wellenlängen:</b> 654 nm / 674 nm
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 2383 aa, 275 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG16452	<b>Beobachtete Masse:</b> 250 kDa	

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
FC (Intra)

**Getestete Reaktivität:**  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

ACACA (Acetyl-CoA carboxylase 1, ACC), also named as ACAC, ACC1 and ACCA, belongs to the biotin containing enzyme family. It catalyzes the synthesis of malonyl-CoA, which is an intermediate substrate playing a pivotal role in the regulation of fatty acid metabolism and energy production. ACACA is involved in the biosynthesis of fatty acids, and malonyl-CoA produced is used as a building block to extend the chain length of fatty acids by fatty acid synthase (FAS) (PMID:19900410). It has 4 isoforms produced by alternative promoter usage with the molecular weight between 260 kDa and 270 kDa.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.

**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.

**Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung**

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Ausgewählte Validierungsdaten



1X10<sup>6</sup> HeLa cells were intracellularly stained with 0.2 ug CoraLite® Plus 647 Anti-Human ACC1 (CL647-21923) and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.2 ug CL647 Isotype Control (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C).