

Nur für Forschungszwecke

Glutamine Synthetase Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:CL647-66323

Vorgestelltes Produkt

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL647-66323	GenBank-Zugangsnummer: BC011700	Reinigungsmethode: Protein-G-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von2752	GeneID (NCBI): 2752	CloneNo.: 1B6G4
Nanodrop;	Vollständiger Name: glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase)	Empfohlene Verdünnungen: IF 1:50-1:500
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 374 aa, 42 kDa	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 654 nm / 674 nm
Isotyp: IgG1	Beobachtete Masse: 42 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG6309		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF	Positivkontrollen: IF : Maushirn gewebe,
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen. Nach dem Versand ein Jahr stabil.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using CoraLite® Plus 647 Glutamine Synthetase antibody (CL647-66323, Clone: 1B6G4) at dilution of 1:200.