

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: CL647-66948	GenBank-Zugangsnummer: NM_181724	Reinigungsmethode: Protein-A-Reinigung
Größe: 100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von338773	GeneID (NCBI): 338773	CloneNo.: 1E7A2
Nanodrop;	Vollständiger Name: transmembrane protein 119	Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 654 nm / 674 nm
Wirt: Maus	Berechnete Masse: 29 kDa	
Isotyp: IgG3	Beobachtete Masse: 52 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG26286		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
In Publikationen genannte Anwendungen:
FC, IF
Getestete Reaktivität:
Hausschwein, Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

TMEM119 immunohistochemistry might provide a useful tool for investigating the biology and pathology of human microglia(PMID: 26250788). Microglia can be detected clearly using Catalog#66948-1-Ig. The predicted MW of TMEM119 is 29 kDa. Catalog#66948-1-Ig recognizes 50 kDa band may due to glycosylation.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
A D Roseborough	36721258	J Neuroinflammation	IF,FC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

