

Nur für Forschungszwecke

# CD70 Monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:CL647-67749



## Allgemeine Informationen

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Katalog-Nr.:</b><br>CL647-67749                                     | <b>GenBank-Zugangsnummer:</b><br>BC000725   | <b>Reinigungsmethode:</b><br>Protein-G-Reinigung                        |
| <b>Größe:</b><br>100ul , Konzentration: 1000 µg/ml von970<br>Nanodrop; | <b>GeneID (NCBI):</b><br>1A11A10            | <b>CloneNo.:</b><br>1A11A10   |
| <b>Wirt:</b><br>Maus   | <b>Vollständiger Name:</b><br>CD70 molecule | <b>Empfohlene Verdünnungen:</b><br>IF 1:50-1:500                        |
| <b>Isotyp:</b><br>IgG1   | <b>Berechnete Masse:</b><br>21 kDa          | <b>Anregungs-/Emissionsmaxima-<br/>Wellenlängen:</b><br>654 nm / 674 nm |
| <b>Immunogen Katalognummer:</b><br>AG28070                             |   |   |

## Anwendungen

|  |  |
|--|--|
| <b>Geprüfte Anwendungen:</b><br>IF     | <b>Positivkontrollen:</b><br>IF : humanes Tonsillitisgewebe, |
| <b>Getestete Reaktivität:</b><br>Human |  |

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Vor Licht schützen.  
**Lagerungspuffer:**  
BS mit 50% Glycerin, 0,05% Proclin300, 0,5% BSA, pH 7,3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 647 CD70 antibody (CL647-67749, Clone: 1A11A10 ) at dilution of 1:200.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite® Plus 647 CD70 antibody (CL647-67749, Clone: 1A11A10 ) at dilution of 1:200.