

Nur für Forschungszwecke

IgG2a Isotype Control Monoklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: PE-65208

2 Publikationen

Allgemeine Informationen

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Katalog-Nr.: PE-65208 | GenBank-Zugangsnummer: GeneID (NCBI): | Reinigungsmethode: Affinitätsreinigung |
| Größe: 100ug, 0.2 mg/mL | Vollständiger Name: | CloneNo.: C1.18.4 |
| Wirt: Maus | | Anregungs-/Emissionsmaxima- Wellenlängen: 496 nm, 565 nm / 578 nm |
| Isotyp: IgG2a | | |

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
FC
In Publikationen genannte Anwendungen:
FC
Getestete Reaktivität:

Hintergrundinformationen

The C1.18.4 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The C.1.18.4 immunoglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2a antibodies. This antibody has been quality-tested for flow cytometry as negative control.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Zhengzheng Yan | 35995842 | Nat Microbiol | FC |
| Zheng-Quan Chen | 34396427 | Oncol Rep | FC |


Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei 2-8°C lagern. Vor Licht schützen.
Lagerungspuffer:
Phosphatbasierter Puffer mit 0,09% Natriumazid und 0,1% Gelatine, pH 7,2.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



1X10⁶ human peripheral blood lymphocytes were surface stained with 0.5 ug PE Mouse IgG2a Isotype Control (PE-65208, Clone: C1.18.4) (black) or 0.5 ug PE Anti-Human CD45 (PE-65064, Clone: F10-89-4) (red). Cells were not fixed.