

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MARCKs



Numéro de catalogue: 10005-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
10005-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
BC046601

Identification du gène (NCBI):
17118

Nom complet:
myristoylated alanine rich protein
kinase C substrate

MW calculé
39 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

MARCKS is a member of MARCKS family of PKC substrate and it is also a widely accepted indicator of PKC activation. It shows a ubiquitous tissue distribution. The calculated molecular weight of MARCKS is 39 kDa and its apparent molecular weights were found at 68 kDa to 90 kDa in different species. This protein is a known to regulated cytoskeleton remodeling and membrane recycling. The anti-MARCKS antibody is raised against purified MARCKS protein from mouse brain using a method similar to that previously reported for MacMARCKS

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

