

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BCRP/ABCG2



Numéro de catalogue: 10051-1-AP

9 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10051-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0005

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021281

Identification du gène (NCBI):

9429

Nom complet:

ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2

MW calculé

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

canin, Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jingsheng Yuan	31078735	Cancer Lett	WB
Manxin Xie	29567542	Biomed Pharmacother	WB
Ping Xie	28569775	Cell Death Dis	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

