

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-clAP2



Numéro de catalogue: 10058-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
10058-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 800 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG0013

Numéro d'acquisition GenBank:
BC027485

Identification du gène (NCBI):
330

Nom complet:
baculoviral IAP repeat-containing 3

MW calculé
67 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

Inhibitor of Apoptosis (IAP) proteins are key intrinsic regulators of apoptosis induced by a variety of triggers. IAPs overexpression has been shown to suppress apoptosis induced by a variety of stimuli. IAP2 encodes a 60 kDa protein, originally identified as a molecule recruited to the TNFR complex, and expressed in many different cells and tissues.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

