

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNFAIP1



Numéro de catalogue: 10096-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10096-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0132

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001643

Identification du gène (NCBI):

7126

Nom complet:

tumor necrosis factor, alpha-induced protein 1 (endothelial)

MW calculé

36 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Informations générales

TNFAIP1 was identified as a human gene activated transcriptionally by tumour necrosis factor alpha in endothelial cells. It is encoded by a 3.5-kilobase transcript and its expression is found to be developmentally regulated in a tissue-specific manner. The open reading frame predicts a 316-amino acid sequence rich in charged residues, particularly at the carboxyl terminus.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Manmeet K Mamik	27726055	J Neuroimmune Pharmacol	IHC
Juliette Sailland	25288732	Proc Natl Acad Sci U S A	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

