

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VAMP2



Numéro de catalogue: 10135-1-AP

18 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 10135-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC002737	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 6844	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:5000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: vesicle-associated membrane protein 2 (synaptobrevin 2)	
Isotype: IgG	MW calculé: 13 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG0179	MW observés: 19 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

Blocking, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat, tissu cérébral humain fœtal

IHC : tissu cérébral de souris, tissu de muscle squelettique humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

VAMP2 (vesicle-associated membrane protein 2), also named as synaptobrevin 2, is a member of the SNARE (soluble NSF-attachment protein receptor) family proteins. Characterized by a common sequence called the SNARE motif, SNARE proteins are involved in membrane fusion and vesicular transport (PMID: 11252968). VAMP2, with a molecular mass of 15-19 kDa, consists of a short N-terminal sequence, a SNARE motif, and a C-terminal transmembrane region. It is required for fast calcium-triggered synaptic vesicle fusion. VAMP2 forms a stable complex with STX1 (syntaxin 1) and SNAP25 (synaptosomal-associated protein 25) during synaptic vesicle fusion (PMID: 16793874). It also forms a distinct complex with synaptophysin. VAMP2 is expressed in nervous system and some non-neuronal tissues, such as skeletal muscle (PMID: 18570252).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chengfeng Merriman	31591269	J Biol Chem	WB
Hugo Ramos	34944588	Biomedicines	WB,IF
Zi-Jun Wang	34007043	Neuropsychopharmacology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10135-1-AP (VAMP2 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 10135-1-AP (VAMP2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 10135-1-AP (VAMP2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).