

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DAP3



Numéro de catalogue: 10276-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
10276-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 450 µg/ml by  
Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG0274

Numéro d'acquisition GenBank:  
BF220193

Identification du gène (NCBI):  
7818

Nom complet:  
death associated protein 3

MW calculé  
46 kDa

MW observés:  
40-45 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, tissu cérébral humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10276-1-AP (DAP3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.