

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Goat-IgG



Numéro de catalogue: 10285-1-AP

48 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
10285-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 12000 µg/ml
by Nanodrop and 400 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW calculé
155 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
IF, RIP, WB

Spécificité de l'espèce:
Chèvre

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jian Wen	32996777	Cancer Biother Radiopharm	WB
Lan Zhang	34586738	Clin Transl Med	RIP
Hucheng Chen	30272275	Mol Med Rep	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

