

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RARA



Numéro de catalogue: 10331-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10331-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0420

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008727

Identification du gène (NCBI):

5914

Nom complet:

retinoic acid receptor, alpha

MW calculé

51 kDa

MW observés:

50-60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules MCF-7

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu de cancer du côlon humain, tissu testiculaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shyi-Jang Shin	33065162	Metabolism	WB, IHC
Zhen Yu	35278669	Cell Signal	WB
Lu Wang	36482192	Br J Cancer	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10331-1-AP (RARA antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-RARA (IP:10331-1-AP, 4ug; Detection:10331-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2600 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 10331-1-AP (RARA antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).