

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRAIP



Numéro de catalogue: 10332-1-AP

Phare

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10332-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0491

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000310

Identification du gène (NCBI):

10293

Nom complet:

TRAF interacting protein

MW calculé

53 kDa

MW observés:

53 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules A549, cellules HepG2, tissu cérébral humain, tissu placentaire de souris, tissu placentaire humain

IHC : tissu testiculaire humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yan Zheng	36064576	Cancer Gene Ther	IHC,WB
Chengcheng Li	28725012	Sci Rep	WB
Zhenya Guo	31972358	Biomed Pharmacother	WB,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10332-1-AP (TRAIP antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 10332-1-AP (TRAIP Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 10332-1-AP (TRAIP Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 10332-1-AP (TRAIP antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).