

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MSH5



Numéro de catalogue: 10350-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

10350-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002498

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by 4439

Identification du gène (NCBI):

4439

Bradford method using BSA as the standard;

Nom complet:

mutS homolog 5 (E. coli)

Hôte:

Lapin

MW calculé

93 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0497

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mingyue Lin	32306546	Andrology	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

