

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MMP15



Numéro de catalogue: 10372-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

10372-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0548

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006412

Identification du gène (NCBI):

4324

Nom complet:

matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted)

MW calculé

72 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

MMP15(Matrix metalloproteinase-15) is a endopeptidase that degrades various components of the extracellular matrix. MMP15-specific antibodies detect a 72-kD protein in lung cell surface membranes, suggesting that MMP15 is membrane-bound. They demonstrated by Northern blotting that MMP15 is widely expressed as a 3.6-kb transcript, with highest levels in liver, placenta, testis, colon, and intestine(PMID:7649159).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

